

新機能搭載で持参薬鑑別 がますます便利に！

後付けOK！

持参薬鑑別支援装置
タブジャッジ
TabJudge



一包化錠剤のまま
持参薬を鑑別！
(オプション)

分包品を専用のシャーレに挟んでTabjudge
本体にセットするだけ！



分包紙専用シャーレ



1. 1包ずつ切り離し不要

専用シャーレに患者様の分包品を挟むだけなので、一包ずつ切り離し不要。用法毎に続けて鑑別が可能です。



2. 「識別コード」による高度な識別

錠剤はもとよりカプセルも上下のカメラにより鑑別、「刻印」を含む識別情報で判断します。識別コードで判別できない場合も、「色」「形状」で鑑別します。



3. 白ベタ・白帯・無地/印字有り※にも対応

しわによる光沢も専用シャーレで除去、AI技術により錠剤を認識し誤検知を防止しますので、あらゆる分包紙に対応が可能となりました。

※識別レベルを上げるためには、できるだけ白帯部、印字部以外の位置に薬品を移動させてから使用してください。