

生まれ変わった
新型クリーンベンチ。



YS-B-A601

薬局様向けの コンパクトサイズ。

奥行きはわずか600mm!作業性を保ちながらも、省スペースで薬局様に置きやすいサイズです。



切り離して、 組み合わせて。

架台を分離して、上部のみで使用可能です。既存の作業台や調剤棚の上など、運用に合わせてご提案します!



- 台の高さによって、立って作業することも可能です。
- 調剤台と組み合わせれば、薬品の取り出しもその場でスムーズに行えます!

▲例：作業台(高さ850mm)

最新のクリーンベンチは、細部までこだわります。

上部を開けて引き出すだけで、カンタンにプレフィルターを取り外し!清掃がラクに行えます。



シャッター開口時、殺菌灯が自動で消灯。作業時は、肌や目に有害なUV-Cの照射を防ぎます。

人間工学に基づき、シャッターに角度を10度持たせ、作業性を向上させました。

10度



差圧計搭載で、HEPAフィルターの詰まり具合を確認可能。交換時期が一目でわかります。

各種ボタンはシートパネルに。操作も清掃もカンタンです!



- ① フィルター交換時期をランプでお知らせ!(差圧を自動で検知します)
- ② ファン
- ③ LED照明
- ④ 殺菌灯のON-OFFスイッチ
- ⑤ 殺菌灯のタイマー(15分)
- ⑥ 殺菌灯交換時期をランプでお知らせ!(点灯アワー累積機能付き)

本体寸法	Aタイプ: W900×D600×H1950、ワークエリア W798×D560×H795(中央) Bタイプ: W1300×D600×H1950、ワークエリア W1198×D560×H795(中央)	標準構成	プレフィルター
質量	Aタイプ: 141kg(本体のみ:116kg、架台のみ:25kg) Bタイプ: 185kg(本体のみ:157.5kg、架台のみ:27.5kg)		HEPAフィルター
気流方式	垂直気流		照明灯(LED)
清浄度	ISOクラス5		殺菌灯(点灯アワー累積機能付き)
消費電力	300VA		S管フック(中3個)
			内部コンセント(1200VA二口コンセント)

詳細は、弊社営業担当者までお問合せください。



製造元 湯山製薬所 株式会社

発売元 Z Y M 株式会社

大阪本社 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)
東京本社 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

弊社HPはこちら

