

もっと、
患者様の近くへ。



クラウドで「つながる」、
未来の保険薬局向け調剤支援システム

YUNiCOM
zero


調剤室での操作は、限りなく **ゼロ** に近づきます。

これまでの保険薬局向け調剤支援システムYUNiCOM-DSxをさらに進化させた、YUNiCOM-zero。
調剤室での機器操作を自動化、もしくは非薬剤師の方にお任せできるようにすることで、
変化するこれからの対人業務への時間創出を支援します。PAT.P

窓口



レセコンからYUNiCOM-zero
へ処方データを送信



YUNiCOM-zero上で薬剤師が
処方監査・調剤設計・調製指示

調剤室



機器を自動で動作開始
させたり、非薬剤師の
方が機器操作したり
することも可能に!

▲処方展開画面


▲調剤設計画面

処方展開画面から、調剤設計メニューを開き
下記の項目を設定。
機器側の作業は不要です!

- 印字レイアウト
- 印刷順序(連続/反復)
- 袋長
- ペン印字の有無

設定したのち「発行」ボタンをクリックするだけで、
散薬分包機や錠剤分包機など、各種調剤
機器に処方データを振り分けて送信します。

クラウドで「つながる」価値を提供します。



YUNiCOM-zeroは、クラウドのシステムです。

内規や調剤設計もクラウド上で処理し、薬局内のYUNiCOM-zero端末を通して各調剤機器に処方データを振り分けて送信します。

また、YUYAMAがYUNiCOM-zeroを通して薬局様と「つながる」リモート対応が可能です。

YUNiCOM-zeroの設定変更や障害対応もYUYAMAから作業ができます。

さらに、機器へのマスタ配信も自動で行えます。

そのほか、クラウドサービスを活かした機能を順次リリース予定です。

トレーサビリティを確保。



ロット管理画面

調剤日: 2025/01/01 ~ 2025/02/03

ロット番号: [検索] [ヘルプ]

検索条件: ●薬品名 ○薬品コード ○Yコード [ヘルプ]

絞り込み: 同一薬品の複数ロット検索は、ロット番号を入力せず薬品で全ロット検索後、絞り込み画面で絞り込んでください。

絞り込み 絞り込み解除

薬品名	ロット番号	患者ID	患者名	調剤日	処方区分	オーダー番号	処方番号
マゾット錠330mg	AA0001	1000000101	テスト太郎	2025/01/01	外来	N000000001	100
マゾット錠330mg	AA0001	1000000101	テスト花子	2025/01/14	外来	N000000011	110
マゾット錠330mg	AA0001	1000000201	テスト花子	2025/01/21	無記入	N000100001	200
マゾット錠330mg	CCC003	1000000101	テスト太郎	2025/01/01	外来	N000000001	100
マゾット錠330mg	CCC003	1000000101	テスト太郎	2025/01/14	外来	N000000011	110
マゾット錠330mg	CCC003	1000000201	テスト花子	2025/01/21	無記入	N000100001	200
マゾット錠330mg	BB0002	1000000101	テスト太郎	2025/01/01	外来	N000000001	100
マゾット錠330mg	BB0002	1000000101	テスト太郎	2025/01/01	外来	N000000001	100
マゾット錠330mg	BB0002	1000000101	テスト太郎	2025/01/14	外来	N000000011	110
マゾット錠330mg	BB0002	1000000101	テスト太郎	2025/01/14	外来	N000000011	110

ロット管理機能で、各調剤機器で管理されている薬品のロット情報を一括検索!薬品ごとだけでなく、患者様ごとに情報を集約することもできます。

調剤の進捗も一目で確認。



時刻: 当日 履歴 2025/01/05 ~ 05

進捗状況: ☐完了 ☐未完了 患者: [検索]

引継番号	受付ID	患者ID	患者氏名	処方医	中央医	経理分	OS	調剤医
0898		999999999	テスト太郎	—	✓	✓	—	✓
0076		999999999	テスト花子	✓	✓	—	✓	—
0075		999999999	テスト次郎	✓	✓	—	✓	—
0074		999999999	テスト花子	✓	✓	—	✓	—
0073		999999999	テスト三郎	✓	✓	—	✓	—
0072		999999999	テスト春子	—	—	—	—	—

調剤進捗管理機能も搭載。多数の処方データを並行して処理している中でも、調剤漏れや遅延がないかを一目で把握することが可能に!

YUNiCOM-zeroで目指す zero for Pharmacist

目指すのは、薬剤師の先生方が調製作業に関わる時間を限りなくゼロに近づけつつ、薬物療法の安全性と質の向上に貢献すること。調剤機器の操作を安心してどなたかに任せられる仕組みを通じ、対人業務に専念できるよう、新しいスタイルをご提案します。それが、YUYAMAの目指す新調剤コンセプト「zero for Pharmacist」。

調剤の未来を切り拓くことを信じて。



製造元 株式会社 湯山製薬所 発売元 株式会社 YUYAMA

大阪本社 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号 TEL.(06)-6868-5155(代)
東京本社 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号 TEL.(03)-3829-9511(代)

ユヤマHPはこちら!



掲載内容は2025年12月現在のもので、製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。