

ユヤマが取り扱っている製剤関連製品一覧です。



## コンビキャップ

コンビキャップは、シリンジ、カテーテル、皮下投与用の器具に蓋や栓をするなど多目的な使用ができるルアーロック対応のアダプターキャップです。キャップの片側はシリンジキャップとして、反対側はカテーテルプラグとして使用できます。

カラーは、赤・オレンジ・青の3色。

※滅菌済み個別包装。

サイズ/色	品目コード	入り数
赤	MMIV2100 R	100
青	MMIV2100 B	100
オレンジ	MMIV2100 O	100



## オーラルシリンジ クリア

ごく少量に対応する3サイズのオーラルシリンジ。特殊な0.610インチチップが皮下注射針の装着を防ぎ、薬剤投与エラーのリスクを極力抑えます。ヒートエッチングの計量目盛りは消えることもありません。

キャップ付。

サイズ/色	品目コード	入り数
3ml / Clear	MMMMOS 300	100
6ml / Clear	MMMMOS 600	100
10ml / Clear	MMMOS 1000	100



## オーラルシリンジ 遮光

感光性薬剤用の遮光性シリンジです。ごく少量に対応する3サイズのオーラルシリンジ。特殊な0.610インチチップが皮下注射針の装着を防ぎ、薬剤投与エラーのリスクを極力抑えます。ヒートエッチングの計量目盛りは消えることもありません。

キャップ付。

サイズ/色	品目コード	入り数
3ml / Amber	MMOS 300A	100
6ml / Amber	MMOS 600A	100
10ml / Amber	MMOS 1000A	100



## プレスイン・ボトルアダプター

薬液ボトルを、吸引しやすいリザーバーに変えるアダプターです。標準的なボトルサイズにフィットするアダプターをボトルの開口部に押し込み、オーラルシリンジをセットすることで、ボトルから投与量を簡単に吸引できます。

LDPE(低密度ポリエチレン)製。

サイズ/色	品目コード	入り数
12-16mm	MMMMPBA 20	100
17-20mm	MMMMPBA 24	100
21-23mm	MMMMPBA 28	100
24-28mm	MMMMPBA 33	100

ユヤマが取り扱っている製剤関連製品一覧です。



## エア調整スパイク付液剤用チューブセット


品目コード

入り数

Baxter社製リピーターポンプに使用するシリコン部をもつPVCチューブセット。エア調整孔付スパイクと雄ルアロック接続部を有しています。溶液の入ったIVバッグ・ボトルからルアシリンジ、バイアル、オーラルシリンジなどに充填します。  
※滅菌済み個別包装。

MMMMMT 110

10



## 液剤用チューブセット



品目コード

入り数

Baxter社製リピーターポンプに使用するシリコン部をもつPVCチューブセット。雄ルアロック接続部を有し、針、ルアロックスパイクまたは調製付スパイクがインレットおよびアウトレットで使用できるようにします。  
※滅菌済み個別包装。

MMMMMT 410

10



## 滅菌済ルアロック／ルアロックコネクター

品目コード

入り数

両サイドに雌ルアロック接続部を有し、ルアロックシリンジ、チューブセット、バックポート、他の容器などに接続します。断続充填やキャップをしたままの保管に役立つキャップ付きコネクターです。  
※滅菌済み個別包装。

MMMMMT 3915

100



## チューブセット拡張部品

品目コード

入り数

一方に雌ルアロック接続部、反対側に大口径ルアロック接続部を有するPVCコネクターです。  
※滅菌済み個別包装。

MMMMMT 4200

200



輸入元 **湯山製薬所** 株式会社

発売元 **ユヤマ** 株式会社

本社

大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 〒561-0841  
TEL.(06)6332-2556(代) FAX.(06)6333-1971

製剤機器部 / 東京都江東区亀戸1丁目8番9号 亀戸岩上ビル3F 〒136-0071 TEL.(03)5628-1461(代) FAX.(03)5628-1470  
/ 大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 〒561-0841 TEL.(06)6332-2574(代) FAX.(06)6333-1971

カタログの掲載内容は2017年11月現在のものです。  
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら  
<http://www.yuyama.co.jp/>



(株)ユヤマ



(株)湯山製薬所

無償プレゼント実施中!  
「開局でお手伝いできること」  
「無菌製剤室を作ろう!」

