


NEW!

機能アップ情報

汚れ検知機能・ ローターロック機構

錠剤カセット機構や錠剤カセットを**更に安心してご利用いただくために**、
新たな機能を搭載しました。

■ 汚れ検知機能




写真はMini-R48です。

Guard!



機械本体の全モーターベースに「汚れ検知機能」を搭載しました。**カセット使用による汚れを検知し、清掃を促すワーニングが表示されます。**汚れによるセンサー異常のリスクを、未然に防ぎます。普段見えない部分もお手入れいただくための安全機能です。

■ ローターロック機構



背面部

Lock!



錠剤カセットをモーターベースから外すと、ローター部が回転しないように「ロック機構」を搭載しました。**カセット内に残っている錠剤やカプセルの落下を防止します！**

搭載機種ラインナップ

全自動錠剤分包機シリーズ

PROUD
プラウド



Litrea IV



全自動散薬分包機シリーズ

Mini-R48



Single-R93III



Twin-R93V



詳細は、弊社営業担当者までお問合せください。



製造元 **湯山製薬所** 発売元 **株式会社**



大阪本社

〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155 FAX.(06)6868-5154

東京本社

〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511 FAX.(03)5611-2011

製品に関する
WEBサイトはこちら

