

Your Partner in Medication

yuyama

シンプルなGS1照合に、さらなる安心を。



GS1 照合システム

GS1 CHECKER
LIMITED

薬品照合と画像記録に 薬剤師への情報共有機能を搭載した シンプルなGS1照合システム。

GS1データバーによる薬品照合とハンディターミナルカメラでの画像記録に、
薬剤師への申し送りができる機能を新たに搭載。

手軽に導入でき、コンパクトで使いやすい、GS1照合システムです。Pat,P

使いやすさはそのままに、新機能でさらに便利に

1次照合(GS1照合)



薬品照合で調剤過誤防止

ピッキングした薬品をGS1データバーで照合するため、薬品の取り間違いを防ぐことができます。

手軽に導入すぐに使用可能

薬品マスタ情報がプリインストールされており、レセプトコンピュータと連動設定をすれば、すぐに使用可能です。

画像記録



NEW 1次照合～2次照合の手順

調剤助手



① 処方選択



② 薬品照合



③ 申し送り内容を選択
または入力し、画像撮影



④ 1次完了ボタンをタップ



ピッ

新機能 2次照合(コメント・画像確認)

エビデンスを残して安心

作業台の上に置いた薬品の画像を撮影。処方に紐づけて取り揃えた薬品の画像記録を残せるので、患者様からの問い合わせにもスムーズに対応できます。



ダブルチェックで安全性向上

薬剤師と調剤助手の作業分担で、1つの処方を2回チェック。安全性の向上を実現します。

申し送り内容の共有が可能

1次照合時の申し送り内容を、コメント※で2次照合を行う薬剤師に共有できます。

※コメント例) 数量不足、バーコード未照合等

薬剤師

<戻る 処方選択

未照合薬品を含む1次完了
コメント付き完了薬品を含む1次完了
全てコメントなしの1次完了

02/25 09:34:56

テスト花子
総RP: 4 引換券: 26

02/25 09:34:31

テスト太郎
総RP: 3 引換券: 24

02/25 09:35:41

テスト太郎
総RP: 1 引換券: 30

02/25 18:12:46

通常

5 2次照合する処方を選択

<戻る 2次照合

使用者 管理薬剤師

テスト花子

RP1 内服 1日1回 朝食後 28日分

ノルバスク錠 2.5mg

28錠

RP2 内服 1日1回 朝食後 14日分

リビートル錠 5mg

14錠 目視

バーコード読取不可

RP3 内服 1日1回 朝食後 28日分

2次完了

6 申し送り内容を確認後
チェックボックスにチェック



7 画像を確認

<戻る 2次照合

使用者 管理薬剤師

テスト花子

RP1 内服 1日1回 朝食後 28日分

ノルバスク錠 2.5mg

28錠

RP2 内服 1日1回 朝食後 14日分

リビートル錠 5mg

14錠 目視

バーコード読取不可

RP3 内服 1日1回 朝食後 28日分

2次完了

8 2次完了ボタンをタップ

NEW

調剤助手と薬剤師のダブルチェックで安心。



画面サイズ原寸大

※専用スタンドは約90%縮尺です。

Your Partner in Medication
yuyama



GS1チェッカー2台を使用

- 1次照合** 調剤助手が薬品照合と画像撮影を行い、
申し送り内容を入力。
- ↓
- 2次照合** 薬剤師が画像と申し送り内容を確認し、
必要があれば再撮影。



GS1チェッカー1台を併用／利用者を切り替え

- 1次照合** 調剤助手が薬品照合と画像撮影を行い、
申し送り内容を入力。
- ↓
- 2次照合** 端末の利用者を変更し、薬剤師が画像と
申し送り内容を確認。必要があれば再撮影。

GS1 照合システム

GS1 CHECKER

LIMITED

■ 本体仕様

製品名	GS1 照合システム GS1チェッカー LIMITED
型式	YS-GS1-L
機器構成	■ハンディターミナル DX-A400(充電ケーブル、USB 電源アダプター込) +専用スタンド ※最大3台まで設置可能 ■アクセスポイント ■ネットワークハードディスク
外形寸法	ハンディターミナルDX-A400 + 専用スタンド W163×D110×H約320mm
質量	ハンディターミナルDX-A400 + 専用スタンド 約1.2kg
オプション	ジャーナルプリンター ※帳票出力したい場合は、ハンディターミナル1台につきジャーナルプリンター1台が必要となります。
使用環境	温度範囲 -20～50℃、湿度範囲20～85%(ただし、結露なきこと)
マスタ更新	HPダウンロード
データ保存期間	未照合データ※1:1日、履歴:180日 ※1 設定で最大7日まで変更可能

導入要件

- ・本製品は処方内容と取り揃えた薬品のGS1データバーとの照合のみに特化した製品です。
- ・処方データを取り込むため、レセプトコンピュータとNSIPS®で連動させる必要があります。
- ・本製品は構成機器の性能上、大量処理には適していません。高性能・大量処理が必要な場合には、ピッキングサポートシステム NEW PORIMSのご購入をおすすめします。

■ 基本構成



**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS**

YUYAMAのSDGsへの取り組み
これまで、これからも。

私たちYUYAMAは、SDGs達成に向け、
持続可能な社会実現を目指し、これからも
活動を続けていきます。

SDGs…持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)。2015年9月の国連サミットにおいて採択された、2030年までに地球規模で解決すべき国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成されています。



NSIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向け
コンピュータシステム間の連携システムです。
(商標登録 第5214610号)



製造元 株式会社 湯山製薬所

発売元 株式会社 Z Y M

※Your Partner in Medicationは株式会社湯山製薬所の登録商標です。

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)
東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2025年9月現在のものです。

製品の改良のため、仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマの
ホームページは
こちら



<https://www.yuyama.co.jp>

全国最大級の
クリニック開業物件
検索サイト



<https://www.ysjournal.net>



(株)湯山製薬所
251003C