



調剤状況の見える化で、投薬までをスピーディーに



受付から投薬までをもっとスムーズに

待ち時間がわかって便利





Y's Vision

投薬順番表示システム

受付から投薬までを
スムーズに。

データ連携によって薬局の
効率化を実現します。



01



受付・引換券発行

引換券の発行がY's Vision本体の操作パネルで可能に。
患者様が来局せずにアプリやFAX、電子処方箋で処方箋
を受信した場合でも薬剤師側で引換券の発行ができる
ようになりました。

02



進捗確認画面

調剤室の中から受付番号の進捗状況確認が可能。受付
してからの経過時間などが表示され、急ぎや後回しなど
の判断材料にご活用いただけます。



03



待合室画面

様々なデザインパターンや動画を表示可能。投薬時の呼び出し番号表示だけでなく、伝えたいことをテロップで表示することも出来るので情報提供ツールとして活用いただけます。

04



呼び出し

患者様は、待合室で順番待ちをしなくてもスムーズにお薬の受け取りが可能。引換券に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むことで待ち時間や完了予定時間などが確認できます。

調剤進捗の見える化で投薬までをスピーディー

Y's Vision本体に引換券発行ボタンが追加され、患者様が来局せず、アプリやFAX、電子処方箋で処方箋を受信した場合でも薬剤師側で引換券を発行することが可能になりました。

操作パネル画面



A : 受付～投薬状況登録

受付	処方箋の受付時に使用。
完了	薬の準備が完了し、患者様を呼び出す時に使用。
投薬完了	薬を患者様に渡した時に使用。
遅延	薬の準備が遅れている時に使用。
先渡	イレギュラー時、先に薬を渡した時に使用。
保留	患者様が薬を取りに来られなかった時に使用。

※先渡、保留は「機能ボタン」より選択できます。

B : 大完了・待ち時間

大完了番号表示部

待合室画面に表示される番号。
調剤が完了し、患者様を呼び出す際に使用します。

待ち時間表示部

薬お渡しまでの待ち時間を設定可能です。上記のように手動でも変更を行えますが、「待ち時間自動計算・表示機能」を活用することもできます。



C : 引換券番号情報・遅延情報・予備情報

番号情報	番号と該当する状況を選択すれば、番号の背景が受付・遅延・完了などそれぞれ対応する色に変わります。
遅延情報	上部タブの「遅延」を選択し、番号表示部を選択した場合に表示されます。
予備情報	「引換券番号情報」欄の枠より下方に隠れている遅延状態や完了状態など番号を表示します。

D : モニター設定・引換券発行

待合室画面設定

待合室画面に表示するテロップや音声動画を登録できます。


引換券発行

本体の操作パネルでも引換券を発行することができます。また、引換券に「ジェネリックの要否」など管理すべき項目を任意で表示することが可能です。

※最大8項目まで登録可能

に行える

New 受付・引換券発行



本体の操作パネルに引換券発行ボタンが追加。患者様側と薬剤師側受付画面にそれぞれ管理すべき項目を任意で設定し、引換券に印字することができます。


引換券は「患者様」と「薬剤師」の2枚が1度に発行され、管理すべき項目はそれぞれ最大8個まで登録が可能です。



患者様側引換券



薬剤師側引換券




※管理項目は「患者様側」「薬剤師側」の受付画面でそれぞれ設定することができます。
※引換券の発行枚数変更や、「患者様側のみ印刷」「薬剤師側のみ印刷」などの設定も任意で行うことが可能です。
※引換券QRコード状況確認システムはオプションです。

〈患者様が来局しなくても引換券が発行可能に〉

「アプリ経由の処方箋」や「院外処方箋FAX」、「電子処方箋」を受信した場合、薬剤師側で引換券の発行が出来るように。



OPTION タブレット端末でも受付



引換券はタブレット端末 (ipad) でも発行できるように。受付窓口はもちろん薬局の入り口にも設置できます。
患者様側受付画面では、患者様自身が当てはまる項目を選択してくれるため、薬局側の聞き取る手間を省くことが可能です。

調剤室進捗画面



OPTION

調剤室にいと、どの受付番号の患者様を待たせているかがわからないもの。長く待っていただいている方を優先するなど、患者満足度を高めるために、調剤室進捗画面モニターが役に立ちます。受け付けた番号すべてを表示して全容を理解するための画面と、遅延番号のみを表示する画面をご用意しています。

待合室画面

呼び出し番号表示画面は様々なデザインパターンから選ぶことができます。また、動画やテロップを流すことも出来るため、様々な情報提供ツールとしてご利用いただけます。



スマート窓口表示



OPTION

iPadを用いた
窓口表示機能



※YS-A-A801時

複数窓口などに対応する個別表示はiPadでスマートな表示を行えます。ハンディターミナルを調剤室内で使えば呼び出し情報を即座にiPadへ送ることができます。

その他便利な機能

待ち時間自動計算・表示機能



患者様の待ち時間を当該日の平均待ち時間をベースに自動計算して表示。パラメーターを設定することで、店舗毎の事情や考え方に近づける計算方法を設定できます。

統計機能

受付番号	受付時間	待ち時間	滞留時間
1	11:00	25:00	25:00
2	11:05	25:00	25:00
3	11:10	25:00	25:00
4	11:15	25:00	25:00
5	11:20	25:00	25:00
6	11:25	25:00	25:00
7	11:30	25:00	25:00
8	11:35	25:00	25:00
9	11:40	25:00	25:00
10	11:45	25:00	25:00
11	11:50	25:00	25:00
12	11:55	25:00	25:00
13	12:00	25:00	25:00
14	12:05	25:00	25:00
15	12:10	25:00	25:00
16	12:15	25:00	25:00
17	12:20	25:00	25:00
18	12:25	25:00	25:00
19	12:30	25:00	25:00
20	12:35	25:00	25:00

対象日を設定して統計データを確認することが可能です。受付件数や待ち時間、平均待ち時間、滞留数などを一目で確認でき、さらにCSVファイルへ保存も出来るので今後の参考資料として活用できます。

引換券QRコード状況確認システム **OPTION**

どこからでもお手持ちのスマートフォンで状況が確認できます。



患者様のメリット

- 混雑回避が見込め、来たいと思える薬局へ
- 調剤が完了するまで、空いた時間を有効活用
- 感染リスクがある待合室で、長時間待つ必要なし

車内で

お買い物
しながら

休憩
しながら

小型処方箋受付機 PS-600C

本体に処方箋を通すと、受付番号とバーコードを印字するとともに、患者様用の引換券を発行。印字されたバーコードを、ハンディターミナル（オプション）で照合すると、窓口表示画面にて自動で呼び出しが行えます。



機器連動図

複数の受付窓口で運用する場合



受付機器構成

受付端末1



受付端末2



仕 様

品 名	投薬順番表示システム Y's Vision
型 式	YS-A-A801(デスクトップ)、YS-A-A800(ノートパソコン)
標準機能	● 画面表示 (個別完了、遅延、待時間、大完了+個別完了、大完了+遅延、大完了+待時間、大完了+待時間+個別完了、大完了、動画、静止画) ● テロップ設定、音設定、自動待ち時間、大完了の前進(+・後退(-) ● 受付、完了、遅延等 ● 統計処理(枚数、待ち時間、時間帯、曜日等) ● 先渡処理、欠番処理、保留処理 ● 複数端末操作(PC情報共有) ● 音声合成 ● 受付機(PS-600)との連動(YS-A-A801構成のみ) ● 待機時間・処理件数の表示(薬局側表示画面の対応) ● デザイン3D化 画面デザインのフレキシブルな変更対応 ● 引換券発行機能

接続関係 情報	YS-A-A801 TVモニタ接続1台まで(オプションで増設可能) 音声はTVモニタ最大2台まで タッチパネルは映像RGB接続(アナログ) TVモニタは映像HDMI接続(デジタル)、音声オーディオケーブル接続(アナログ) YS-A-A800 TVモニタ接続1台まで TVモニタは映像・音声HDMI接続(デジタル)
オプション	YS-A-A801 ● 呼出入力・表示連動 (DX-A400、iPad、Android) ● TVモニタ増設(最大7台まで) ● 映像ケーブル延長(100mまで) ● 受付機器 (iPad、タブレットスタンド、引換券プリンター) YS-A-A800 ● 受付機器 (iPad、タブレットスタンド、引換券プリンター)

※iPadは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※カタログ上に掲載されているQRコードはデンソーウェーブ(株)の登録商標です。



製造元
株式会社

湯山製薬所

発売元
株式会社



大 阪 本 社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)

東 京 本 社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

※「Your Partner in Medication」は株式会社湯山製薬所の登録商標です。

カタログの掲載内容は2024年10月現在のものです。

製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマの
ホームページは
こちら!!



無償プレゼント実施中!
「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」



(株)ユヤマ



(株)湯山製薬所